



<b>Numéro d'article</b>	170050
<b>Prix HT</b>	800,79 €
<b>Prix TTC</b>	968,96 €
<b>Stock</b>	Plus que 1 en stock

## Description

CoaguChek<sup>®</sup> INRange : une nouvelle occasion de surveiller le traitement VKA. Grâce à l'autosurveillance CoaguChek<sup>®</sup> INRange, vos patients peuvent mesurer leurs valeurs INR n'importe où, n'importe quand, afin d'optimiser le suivi de leur traitement AVK (antagonistes de la vitamine K). Les prestataires de soins et leurs patients peuvent se connecter entre eux via la connectivité du système (port USB et Bluetooth). Il est ainsi plus facile pour les patients de transmettre en temps réel leurs résultats INR pour l'adaptation thérapeutique. La littérature scientifique contient plus de 80 articles sur la technologie et la fiabilité du CoaguChek<sup>®</sup>.

## CoaguChek<sup>®</sup> INRange - Caractéristiques principales :

- Écran couleur

- L'écran couleur fournit des informations supplémentaires, telles que les codes de couleur pour chaque résultat, pour faciliter la lecture et la compréhension.
- Représentation graphique des résultats
  - Le lecteur permet aux patients de suivre graphiquement les tendances de leurs résultats.
- Ajouter des commentaires
  - Le patient peut ajouter jusqu'à 6 commentaires par résultat et ainsi se souvenir des actions qui ont pu avoir un impact sur les résultats.
- Réglage des valeurs de consigne - portée
  - La plage de valeurs cibles, adaptée au patient, peut être saisie dans le lecteur, ce qui facilite l'identification des résultats en dehors de la plage thérapeutique.
- Connectivité USB et Bluetooth
  - Le glycomètre peut être connecté rapidement et facilement via USB ou Bluetooth pour un échange facile des résultats avec le personnel soignant.
- Réglage du rappel
  - Des rappels pour des actions importantes, telles que prendre une mesure, prendre un médicament ou un rendez-vous avec le médecin, peuvent être réglés.

## Avec CoaguChek<sup>®</sup> INRange, vous pouvez vérifier votre valeur sanguine partout !

Les patients qui prennent un antagoniste de la vitamine K, comme Sintrom(R), Marevan(R), Marcoumar, savent que leur sang doit être vérifié régulièrement pour déterminer le temps de coagulation du sang. Maintenant, ils peuvent le faire eux-mêmes à la maison ou en déplacement. Cette autosurveillance n'est pas seulement utile parce que vous n'avez plus besoin d'aller au laboratoire pour les tests fréquents, mais aussi parce que vous gardez le contrôle et que vous pouvez donc surveiller votre traitement vous-même.

- Grâce à sa convivialité et à sa disponibilité, il est possible d'effectuer des contrôles plus fréquents et donc de maintenir les valeurs nécessaires à portée de main et dans les délais.
- Le CoaguChek<sup>®</sup> INRange affiche le résultat immédiatement, de sorte que les doses du médicament peuvent également être ajustées immédiatement.
- Les résultats précis et fiables aident à maintenir la confiance dans toutes les conditions.
- Une vidéo de formation à l'utilisation du CoaguChek<sup>®</sup> INRange est également disponible.

# Composition du kit Le kit CoaguChek<sup>®</sup> INRange :

- Jauge CoaguChek<sup>®</sup> INRange
- Goupille de piquage CoaguChek<sup>®</sup> XS SoftClix
- 20 CoaguChek<sup>®</sup> SoftClix est lancé
- Mallette de transport
- câble USB
- 4 piles alcalines type AAA
- Mode d'emploi
- Guide de démarrage rapide

En outre, les douanes doivent également avoir: - Bouteille avec [24 bandelettes-test CoaguChek<sup>®</sup> XS PT test PST](#), équipée d'une puce à code (compatible avec l'ancien modèle CoaguChek<sup>®</sup> XS).

# Afbeeldingen

---

