



<b>Numéro d'article</b>	125205
<b>Prix HT</b>	34,67 €
<b>Prix TTC</b>	41,95 €
<b>Stock</b>	Plus que 4 en stock

## Description

---

Housses jetables pour thermomètre numérique - 1000pcs

**Pochette de thermomètre pour la mesure de la température rectale, buccale et axillaire.**

Mode d'emploi

1. Placez le thermomètre dans le pochette intérieur du thermomètre.
2. Tirez le thermomètre avec le pochette intérieur hors du thermomètre.
3. Mesurer la température avec le thermomètre protégé. Si nécessaire, notez sur la couverture extérieure - nom, pièce, température et heure.
4. Placer le thermomètre avec le manchon intérieur dans la couverture extérieure et lire la température.
5. Retirer le thermomètre
6. Éliminer la housse usagée