



Numéro d'article	170072
Prix HT	33,82 €
Prix TTC	40,92 €
Stock	Plus que 9 en stock

Description

Le glycomètre Accu-Chek[®] Guide offre des solutions étonnamment intelligentes qui facilitent la mesure de la glycémie. L'emballage SmartPack est conçu pour réduire le gaspillage des bandelettes réactives et faciliter le prélèvement d'une seule bandelette à la fois. De plus, un port de bandelette-test éclairé, une bandelette-test avec une large zone d'application et un bouton d'éjection de bandelettes réduisent les tracas de la mesure au quotidien.

Avantages et caractéristiques du glucomètre Accu-Chek[®] Guide :

- Pas de gaspillage de bandelettes-test - l'emballage SmartPack vous aide à prendre une bandelette-test à la fois.

- Bandelette réactive à large zone d'application - appliquer une petite goutte de sang n'importe où sur la large zone d'application jaune.
- En moins de 4 secondes, votre glycémie est mesurée
- Tests également dans l'obscurité, grâce à un écran lumineux et un port pour bandelettes réactives éclairé
- Retirez les bandelettes-test usagées du glycomètre de manière hygiénique d'un simple clic sur le bouton d'éjection des bandelettes.
- Envoyez vos résultats sans fil à l'application mySugr Logbook sur votre smartphone.
- Si nécessaire, suivez les instructions claires à l'écran.
- Personnalisez les plages de valeurs cibles, ajoutez des marqueurs et des commentaires, et définissez des notifications de modèle pour voir comment vous le faites rapidement et facilement.
- Faites l'expérience d'une prise de vue presque indolore avec l'autopiqueur FastClix inclus.

Contenu du kit de démarrage Accu-Chek[®] Guide glucomètre :

- 1 glycomètre Accu-Chek[®] Guide Glucose
- 10 bandelettes de test Accu-Chek[®] Guide pour glycémie
- 1 autopiqueur Accu-Chek[®] FastClix
- 12 lancettes Accu-Chek[®] FastClix (2 porte-lancettes)
- accus
- didacticiel
- court manuel
- bon de garantie
- trousse d'écriture

ATTENTION : Les bandelettes-test Aviva Accu-Chek[®] ne conviennent PAS uniquement aux bandelettes-test Accu-Chek[®] Guide.

Données techniques :

- Ecran LCD avec éclairage
- Volume de l'échantillon : 0,6 μ l
- Alimentation : 2 piles bouton 3 volts (CR2032)
- Mémoire : 720 résultats
- Dimensions : 80 x 47 x 20 mm

- Poids : Environ 40g avec piles
- Port de données : Micro USB
- Principe d'essai : électrochimique
- Moyennes des tests : 7, 14, 30, 90 jours
- Prise en charge du diabète : Journal, moyennes et reconnaissance de formes intégrés ; Connectez votre glycomètre sans fil à l'application mySugr Logbook.
- Fonctions supplémentaires : S'éteint automatiquement après 90 secondes

Le nom de marque et le logo Bluetooth[®] sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc.

Afbeeldingen

