



Numéro d'article	040318
Prix HT	39,40 €
Prix TTC	47,67 €
Stock	Plus que 9 en stock

Description

Mepore® Film & Pad convient à diverses plaies à exsudation faible à moyenne, telles que les plaies chirurgicales, les coupures et les abrasions. Mepore® Film & Pad combine un coussin absorbant et un film transparent autour du pansement, permettant au soignant de porter le pansement discrètement et de voir facilement la peau autour de la plaie.

Mepore® Film & Pad est un pansement film résistant à la douche, transparent, auto-adhésif et absorbant.

Le système d'application est conçu pour être facile à utiliser. Le design discret n'attire pas autant l'attention que le confort de votre patient.

Comment fonctionne Mepore® Film & Pad ?

Grâce à son rembourrage très absorbant et à l'évaporation élevée avec le film sur le dos,

le pansement offre une bonne gestion de l'humidité de la plaie. Mepore® Film & Pad offre une couche de protection flexible et transparente. Il s'adapte parfaitement aux contours du corps et aux surfaces irrégulières. L'adhésif en polyacrylate doux pour la peau assure une fixation sûre et est en même temps doux pour la peau. Les pansements Mepore® Film & Pad sont faciles à utiliser, permettant une utilisation stérile même avec des gants.

Avantages de Mepore® Film & Pad

- Plus de confort grâce au film élastique et respirant
- confort du patient amélioré grâce à des non-tissés très respirants, doux et élastiques
- application facile grâce à la facilité d'enlèvement du papier de fermeture
- confort du patient amélioré et durée de port plus longue grâce à un coussinet absorbant qui n'a pratiquement pas de couche adhésive de contact avec la plaie.
- bonne fixation sans danger pour la peau grâce à une colle à base d'eau et sans solvant
- respirant, pour prévenir la macération et maintenir un environnement humide de la plaie
- la structure absorbante peut traiter de petites à moyennes quantités de liquide.
- le film transparent est discret, ce qui rend votre patient plus à l'aise
- protège contre les microbes de plus de 25 nm et prévient les fuites
- assure une fixation souple et sûre
- étanche
- flagrant

Précautions à prendre

Ne pas utiliser Mepore® Film & Pad chez les patients sensibles aux adhésifs acryliques. Appliquer le pansement sans traction pour éviter d'endommager la peau. En cas de signes cliniques d'infection, appliquer un traitement approprié.

Afbeeldingen

