



Artikelnummer	110258
Prijs excl. BTW	€ 364,12
Prijs incl. BTW	€ 440,59
Voorraad	Nog slechts 6 op voorraad

Omschrijving

De EKG Elektrodenband is een gepatenteerd systeem om snel en nauwkeurig de elektroden aan te brengen op de borst. De elektrodenband vervangt de klassieke vacuüm elektroden en de zelfklevende EKG elektroden voor éénmalig gebruik.

Eenvoudige toepassing, universele compatibiliteit

De EKG Elektrodenband is bijzonder eenvoudig en vlot te bevestigen, zodat de tijd die nodig is voor de EKG-diagnose wordt verkort. Vanwege de universele compatibiliteit met 12-kanaals EKG-apparaten en de aansluitmogelijkheid voor banaanstekkers en drukknopen is de elektrodenband geschikt voor dokters, dokterspraktijken en ziekenhuizen.

Nauwkeurigere meetresultaten door de elektrodenband

Het EKG-onderzoek met een elektrodenband biedt veel voordelen. Door de fixatie van de armen bij de patiënt is het onderzoek rustiger uit te voeren en kunnen bewegingsartefacten worden verminderd. Dit leidt tot een vereenvoudigde evaluatie en interpretatie van de EKG-registratie. De eigenschappen van de EKG Elektrodenband zijn:

- Makkelijk aan te brengen elektrode systeem voor het doen van een 12 kanaals diagnostisch EKG
- Anatomisch correcte positionering, passend voor mannen en vrouwen
- Ideaal voor ziekenhuizen, klinieken, ambulances en thuiszorg instellingen
- Kan op bijna alle EKG apparaten worden aangesloten via bananenstekker
- Bespaart 50% tijd
- Kosteneffectief
- Garantie 1 jaar
- Geschikt voor snapleads en 4 mm pin aansluiting

Extra voordelen

- Geen risico op het fout positioneren van elektroden
- Geen in elkaar gedraaide kabels
- Geen kosten voor wegwerp elektroden
- De patiënt hoeft niet geschoren te worden
- Vrouwen hoeven hun BH niet af te nemen voor het onderzoek.

Inclusief uitgebreide accessoires:

- EKG-elektrodenband met 6 Ag/AgCl borstelektroden
- 4 Ag/AgCL klemelektroden voor de ledematen
- 6 banaanstekker-naar-krokodilklem adapters (4 mm)
- Draagtas voor mobiel gebruik

Hygiënische veiligheid

De elektrodenband is hygiënisch veilig dankzij de speciale Sanitized[®] behandeling. Microbiële groei aan het oppervlak wordt door een behandeling van het materiaal al tijdens het productieproces effectief voorkomen. De bescherming blijft bestaan, zelfs na de noodzakelijke reiniging.

Sanitized[®] Technology

De werking van de Sanitized[®] behandeling is getest en bevestigd conform de ISO 22196-norm. Het antimicrobiële effect van de zilverionen wordt permanent geconserveerd door een speciale glas-keramiek kapseling. Zodoende is de EKG-band bijzonder geschikt voor artsentraktijken met frequente EKG-onderzoeken bij verschillende patiënten. Bovendien helpt de betrouwbare bescherming tegen MRSA-kolonisatie ook voor het gebruik in zieken- en verpleeghuizen.

Afbeeldingen



Determination of Antimicrobial Activity			
Test Name	Resistant to	Effect	Agarose Diffusion
Trachyspirillum aureum (S1724)	Vancomycin	Good Antimicrobial Effect	
Trachyspirillum aureum	Vancomycin	Good Antimicrobial Effect	
Enterococcus faecalis (S1724)	Vancomycin	Good Antimicrobial Effect	

