



Artikelnummer	040318
Prijs excl. BTW	€ 39,40
Prijs incl. BTW	€ 47,67
Voorraad	Nog slechts 9 op voorraad

Omschrijving

Mepore[®] Film & Pad is geschikt voor diverse weinig tot matig exsuderende wonden, zoals chirurgische wonden, snij- en schaafwonden.

Mepore[®] Film & Pad combineert een absorberend kussen met een transparante film eromheen – waardoor het verband discreet gedragen kan worden en de zorgverlener gemakkelijk de huid rondom de wond kan bekijken.

Mepore[®] Film & Pad is een douchebestendig, transparant, zelfklevend, absorberend filmverband.

Het aanbrengsysteem is ontwikkeld voor een gemakkelijk gebruik. Het discreet design trekt minder de aandacht, wat uw patiënt als comfortabel ervaart.

Hoe werkt Mepore[®] Film & Pad?

Dankzij het hoog absorberend wondkussen en de hoge verdamping met de film op de rugzijde, biedt het verband een goed wondvochtbeheer.

Mepore[®] Film & Pad biedt een flexibele, transparante bescherm laag. Het past zich perfect aan aan lichaamscontouren en oneffen oppervlaktes. De huidvriendelijke polyacrylaat kleefstof zorgt voor een veilige fixatie en is tegelijk zacht voor de huid.

Mepore[®] Film & Pad verbanden zijn gemakkelijk in gebruik, laten een steriel gebruik toe, ook bij het dragen van handschoenen.

Voordelen van Mepore[®] Film & Pad

- meer comfort dankzij de elastische, ademende film
- beter patiëntencomfort dankzij zeer goed ademende, zachte, elastische non-woven
- makkelijke applicatie dankzij eenvoudig te verwijderen schutblad
- beter patiëntencomfort en langere draagtijd dankzij absorberend wondkussen met nauwelijks verklevende wondcontactlaag
- goede en huidvriendelijke fixatie dankzij kleeflaag op waterbasis en zonder oplosmiddelen
- ademend, om maceratie te voorkomen en een vochtig wondmilieu in stand te houden
- de absorberende structuur kan kleine tot matige hoeveelheden vloeistof verwerken
- de transparante film is discreet, zodat uw patiënt zich prettiger voelt
- beschermt tegen microben groter dan 25nm en voorkomt lekkage
- zorgt voor een zachte en veilige fixatie
- douchebestendig
- transparant

Voorzorgsmaatregelen

Mepore[®] Film & Pad niet gebruiken bij patiënten gevoelig aan acrylaat kleefstof. Breng het verband aan zonder tractie uit te oefenen om beschadigingen aan de huid te voorkomen.

Bij klinische tekenen van infectie een adequate behandeling instellen.

Afbeeldingen

