

Artikelnummer	020720
Prijs excl. BTW	€ 47,57
Prijs incl. BTW	€ 57,56
Voorraad	Nog slechts 7 op voorraad

Omschrijving

3M Tegaderm IV film, waterafstotend, transparant folieverband voor de fixatie van intraveneuze catheters, specifiek de fixatie van perifere IV catheters en vleugelnaaldcatheters,.

De steriele film heeft een verstevigd pleistergedeelte met een diepe inkeping voor grotere stabiliteit van de catheter en betere fixatie.

Tegaderm IV film is versterkt met zachte strips voor de fixatie van perifere IV catheters en vleugelnaaldcatheters. Twee steriele non-woven hechtstrips worden gebruikt voor extra catheterfixatie. De film heeft een aanbrengframe zonder kleeflaag voor nauwkeurig en eenvoudig plaatsen van de film, ook met handschoenen aan. Omdat de film semi-permeabel is (doorlaatbaar voor zuurstof en waterdamp) wordt verweking van de huid voorkomen. De film is transparant, er is continue zicht op de insteekopening. De film is waterafstotend, vormt zo een barrière tegen infectierisico's door vocht, bacteriën en virussen van buitenaf en kan tot 5 dagen op de plaats blijven zitten.

Specificaties

Afdeling	Cardiovasculair, Dialysecentrum, Spoedgevallen, I.V. Therapie, Intensive Care, Medisch-chirurgisch, Oncologie, Operatiekamer-Chirurgie, Pediatrie, Radiologie, Spoedgevallen, Wondzorg
Hypoallergeen	Ja

Indicatie	I.V. gerelateerd
IV-gerelateerde toepassing	Arteriële katheter, CVC dialyse, CVC ingebrachte poort, CVC PICC, CVC korte termijn, CVC getunneld, Epiduraal katheter, PICC, PIV
Kleur	Transparant, Transparant
Latex	Nee
Merk	Tegaderm™
Producttype	I.V., Standaard verband
Type verband	Filmverband, TSM-verband (transparant semipermeabel membraan)

Details

- Biedt een waterdichte en steriele barrière tegen externe contaminanten, zoals vloeistoffen, bacteriën en virussen (30)
- Fixeert en beschermt de intraveneuze site en fixatie
- De transparante film maakt de monitoring van I.V. sites mogelijk zonder het verband te hoeven verwijderen.
- Bevat fixatie-tape voor perifere sites
- De ademende film maakt waterdamp en zuurstofuitwisseling mogelijk

3M™ Tegaderm™ I.V. Transparant Filmverband met Rand is een dampdoorlatend, omrand verband voor I.V. sites en fixaties. Onze verbanden hebben een transparante film om de monitoring van I.V. sites mogelijk te maken. Ze bieden een waterdichte en steriele barrière tegen externe contaminanten, zoals vloeistoffen, bacteriën en virussen.

Aanbrengen

- verwijder het schutblad
- plaats het centrum van het transparante gedeelte over de insteekopening
- duw de zachte tabs onder de catheter voor een goede fixatie van de catheter
- wrijf de film glad
- verwijder voorzichtig het frame terwijl u de film vasthoudt
- breng steriele strips aan voor extra fixatie van het lumen

Verwijderen

- ondersteun de huid
- verwijder alle aangebrachte strips
- verwijder film van huid, start met non-woven rand, in de richting van de insteekopening

- voorkom huidbeschadiging door de film van de huid af te pellen, dus niet afscheuren