



Numéro d'article	113036
Prix HT	44,47 €
Prix TTC	53,81 €
Stock	en stock

Description

Design élégant, compact et élégant de ce distributeur aérosol en forme de cube.

Modèle rapide et pratique car facile à transporter et pourvu d'un espace de rangement pour les accessoires.

Il convient particulièrement pour un usage familial, que l'utilisateur soit un enfant ou un adulte. Incluant embout buccal, embout nasal, masque adulte, masque enfant, tasse à médicament, 2 filtres à air.

- Moteur: 230 V 50 Hz 120 VA
- Drugrésidu: 0,3 ml
- Pression d'air max: 1,7 ÷ 2,3 bar
- Pression: 0,5 / 0,7 bar
- Max Air Flow: 13 ÷ 17 l / min
- Tailles des particules: <5µMMAD
- Emploi: 20 min ON / 40 min OFF

- Niveau de bruit: 56 dB
- Poids: 1.565 Kg
- Dim: 170 x 170 x 130 mm