



Numéro d'article	3200
Prix HT	1 110,02 €
Prix TTC	1 348,12 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Le CRP QuikRead GO est un outil de diagnostic avancé utilisé pour mesurer rapidement et avec précision le niveau de protéine C-réactive (CRP) dans le sang. La CRP est un biomarqueur important qui aide à diagnostiquer les inflammations et les infections dans l'organisme. Grâce à sa conception compacte, à ses calibrations automatiques et à sa facilité d'utilisation, il s'agit d'un outil précieux pour divers prestataires de soins de santé dans différents contextes cliniques. En fournissant des résultats fiables, le CRP QuikRead GO contribue à l'efficacité des soins aux patients et de la prise de décision clinique. Associé à la station de travail, il constitue un moyen extrêmement convivial et rapide d'obtenir une imagerie correcte du patient. Les kits de test (50 unités) et la station de travail sont disponibles séparément.

Caractéristiques

- Résultats rapides
- Facilité d'utilisation
- Mesures précises
- Compact et portable
- Étalonnage automatique et autocontrôle
- Gestion des données

Applications d'un CRP QuickRead GO

- Diagnostic des infections
- Suivi des conditions inflammatoires
- Évaluation de la réponse au traitement
- Aide à la décision clinique
- Avantages

Diagnostic rapide

- Fiabilité et précision
- Facilité d'utilisation
- Souplesse d'utilisation
- Rentabilité
- Caractéristiques du CRP QuickRead GO
- Connexion au PC possible via USB
- Mémoire interne jusqu'à 100 mesures

Options disponibles

- Batterie
- Mallette de transport
- Station de travail
- Adaptateur WLAN
- Lecteur de code-barres

Afbeeldingen

