



Numéro d'article	11A022
Prix HT	301,60 €
Prix TTC	364,94 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

Piston pour petites opérations, facile à déplacer et léger.

Aspirateur adapté à un usage local ou à de petites interventions.

- Moteur d'aspiration
- Boîtier en ABS
- Régulateur de puissance
- Manomètre fixé à la boîte
- Bouteille de 1 litre en polycarbonate avec clapet anti-retour
- Sonde en Nelaton CH20, flacon collecteur
- Piston : 40L/min
- Dimensions : 37 x 22 x 22 cm
- Poids : 3,6 kg

Livré avec tuyau en silicone, raccord de tuyau