



<b>Numéro d'article</b>	116032
<b>Prix HT</b>	4169,67 €
<b>Prix TTC</b>	5045,30 €
<b>Stock</b>	sur commande

## Description

---

Autoclave Midmark - SPEEDY 6 litres

## Conformité

- Autoclaves de classe B
- Lignes directrices :
  - Dispositifs médicaux 93/42/CE
  - Récipients sous pression 97/23/CE
  - Gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques 2002/96/CE
  - Petits stérilisateur à vapeur EN 13060
  - Règles de sécurité pour les appareils électriques de mesure, de contrôle et de laboratoire IEC 61010-1

- Exigences de sécurité pour les stérilisateurs IEC 61010-2-040
- Compatibilité électromagnétique IEC EN 61326

## Fiabilité

- Conductimètre intégré pour mesurer la qualité de l'eau et assurer l'efficacité du cycle.
- Dispositif d'osmoseur ROSI intégré pour la purification de l'eau (selon le modèle)
- Traçabilité des données et imprimante intégrée
- Cycles d'essai Bowie & Dick, Helix et essai sous vide

## Options de personnalisation

- Modèle Start Delay avec fonction de démarrage différé jusqu'à 24 heures
- Peut être connecté à un système de déminéralisation ou d'osmose.
- Porte-lame réversible (utilisation de lames ou de cassettes)

## Confort

- La porte se ferme automatiquement
- L'affichage peut être programmé dans votre langue
- Cycles de stérilisation préprogrammés
- Remplir/vider avec de l'eau par pompe automatique
- Impression automatique du cycle de stérilisation
- Technologie QuikSteam qui vous permet d'économiser jusqu'à 20 % sur le temps, l'eau et l'énergie

# Afbeeldingen

---

