



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Numéro d'article</b> | 150091              |
| <b>Prix HT</b>          | 446,03 €            |
| <b>Prix TTC</b>         | 539,70 €            |
| <b>Stock</b>            | Plus que 1 en stock |

## Description

Le Bobby est bien plus qu'un simple chariot de rangement. C'est le chariot qui a marqué l'histoire du design. Conçu en 1970 par Joe Colombo. Le Bobby a obtenu le premier prix au SMAU en 1971 et fait partie de la collection permanente du MoMA et de la Triennale de Milan. Le Bobby est conçu avec des tiroirs et des compartiments en plastique ABS moulé par injection qui offrent des solutions modulaires verticales simples. Le Bobby offre une capacité de rangement polyvalente, tandis que les roues en polypropylène garantissent une mobilité totale.

## Spécifications de Bobymed petit modèle avec 3 tiroirs

- Largeur : 43 cm
- Profondeur : 42 cm
- Hauteur : 94,5 cm
- Poids : 17,7 kg
- Matière : Plastique ABS moulé par injection