



<b>Numéro d'article</b>	153524
<b>Prix HT</b>	207,66 €
<b>Prix TTC</b>	251,27 €
<b>Stock</b>	Plus que 4 en stock

## Description

---

Support mural avec bras articulé double pour lampes d'examen Promotal Le support avec bras articulé double est un accessoire pour le montage mural des [lampes d'examen Promotal](#).

### Support mural avec grande amplitude de mouvement

Le bras à double articulation offre une grande amplitude de mouvement. La lampe d'examen peut être utilisée sur une largeur de 835 mm à la longueur maximale du bras. Le montage mural présente l'avantage de gagner de la place sur le plan de travail, ce qui vous permet de ne pas être gêné dans vos mouvements. Le support mural a un garanti de 3 ans.