



Numéro d'article	115003
Prix HT	782,36 €
Prix TTC	946,66 €
Stock	sur commande

Description

Dispositif de coupe et de coagulation monopolaire. Appareil électrique à radiofréquence adapté à la petite chirurgie monopolaire. Le microcontrôleur et l'affichage numérique garantissent un haut niveau de sécurité et de fiabilité dans toutes les conditions.

Fonctions : coupe - 2 types de coupe et de caogulation - coagulation monopolaire.

Le coagulateur fournit des résultats chirurgicaux professionnels grâce à ses caractéristiques ergonomiques et de sécurité supérieures.

Livré avec accessoires:

- Poignée à usage unique

- Pédale d'activation MB étanche
- Plaque neutre plate avec câble
- Kit de 6 électrodes autoclavables courtes, Ø 2,4 mm, longueur 5 cm (30501/2/4/7/9/10)
- Câble d'alimentation: 2 m - prise Schuko
- Mode d'emploi en GB, IT

Spécifications techniques:

- Puissance de sortie maximale mode CUT: 50 W - 400 Ohm
- Puissance de sortie maximale mode CUT/COAG1: 45 W - 400 Ohm
- Puissance de sortie maximale mode CUT COAG2: 40 W - 400 Ohm
- Puissance de sortie maximale mode COAG: 40 W - 400 Ohm
- Fréquence de fonctionnement: 600 KHz
- Circuit patient: F
- Puissance secteur sélectionnable: 115 - 230 Vac
- Fréquence secteur: 50 - 60 Hz
- Tension d'entrée électrique: 200 VA
- Dimensions L x H x L mm: 190 x 85 x 239
- Poids: 2,5 kg
- Contrôles: surveillance du circuit plaque/patient, surveillance de la puissance en sortie, autodiagnostic automatique
- Sécurité: EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-2
- Classe électrique: I CF
- MDD 93/42/EC Classe: II b

Afbeeldingen

