



Numéro d'article	115130
Prix HT	173,73 €
Prix TTC	210,21 €
Stock	Plus que 5 en stock

Description

Cryoalfa Super est un "stylo gel" muni d'une cartouche remplie de N₂O liquide.

Cet instrument de cryothérapie, Cryoalfa Super SK, est très bénéfique pour les traitements ambulatoires dans les cabinets médicaux, ainsi que lors des visites à domicile.

Cryoalfa Super est utilisé pour le traitement de toutes sortes de verrues, papillomes, hémangiomes, kératose, condylomes ... L'appareil ne peut être utilisé que par le personnel médical qualifié. L'instrument Cryoalfa Super SK pour cryothérapie dispose d'une méthode unique par laquelle un contact direct entre le liquide et la peau peut être établi avec une température constante lors du travail de - 89°C. La pointe de la fibre en verre peut être placée de façon très précise sur les tissus qui doivent être enlevés et évite des dommages inutiles. Le traitement ne dure que quelques secondes, selon le type et la taille de la lésion. Dans la majorité des cas, un seul traitement est suffisant.

Avantages de l'utilisation de l'instrument de cryothérapie Cryoalfa Super SK:

- Le N₂O ne doit plus être trimballé
- Fiable et facile à utiliser
- Plus sûr et moins cher
- Haute précision
- Température constante de -89°C
- Cartouche amovible (même sous pression) avec valve intégrée
- Sans anesthésie
- Niché dans la main comme un stylo
- Bons effets cosmétiques
- Ne laisse presque aucune cicatrices
- Sensation de douleur minime et donc idéal pour une utilisation chez les enfants