



Numéro d'article	000558
Prix HT	3811,02 €
Prix TTC	4611,33 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

Le CSM 7400 Vital Signs Monitor de Welch Allyn améliore l'efficacité clinique et les résultats des patients en enregistrant un ensemble complet de signes vitaux en moins d'une minute.

Propriétés de 7400 Vital Signs Monitor

- Accès rapide et sécurisé à l'appareil grâce à l'authentification unique (y compris l'intégration d'Imprivata)
- Mesure de la tension artérielle en seulement 15 secondes grâce à la technologie SureBP
- Détection précise de l'hypertension grâce aux moyennes de tension artérielle
- Capture de l'oxymétrie de pouls
- Contrôle aléatoire de la fréquence respiratoire avec la technologie RRp de Masimo
- Se connecte à votre DME via WiFi, Ethernet, Bluetooth ou Bluetooth Low Energy

- Saisissez la taille, le poids et l'IMC avec les balances Scale-Tronix, Detecto, Health o meter ou SECA.
- Aidez à identifier les signes de détérioration du patient grâce à des scores d'alerte précoce automatisés.
- Personnalisez votre flux de travail pour documenter les observations du patient et les modificateurs vitaux.
- Répondez à vos besoins en matière de flux de travail avec des supports mobiles, des supports muraux et des systèmes d'examen intégrés.
- Sécurisez les données des patients grâce au cryptage des données et aux fonctions de sécurité supplémentaires spécifiées par le ministère américain de la défense (DoD).