



Numéro d'article	150141
Prix HT	2607,07 €
Prix TTC	3154,55 €
Stock	sur commande

Description

DENEO® est un concentré d'innovations pour améliorer l'accès aux soins et le confort du patient et du médecin.

La conception de DENEO® est le résultat d'une recherche longue et approfondie et de nombreux essais sur le terrain avec des professionnels de laboratoire.

Ces recherches ont finalement abouti à la demande de brevet et au dépôt des modèles.

Confort du fauteuil de prélèvement sanguin DENEO

- Rotation de 360° (sur certains modèles)
- Dimensions limitées, utilisation optimale de l'espace
- Rembourrage BodyShape : position naturelle

Hygiène du fauteuil de prélèvement sanguin DENEEO

- Rembourrage avec protection antibactérienne (selon le choix de la couleur, voir aperçu des couleurs)
- Facile à nettoyer
- Sellerie sans couture
- Poignées amovibles

Sécurité du fauteuil de prélèvement sanguin DENEEO

- Position d'urgence facile, sans effort et rapide
- Accoudoir fixé au dossier et poignées intégrés > durée de vie
- Pied rond : stabilité de la chaise
- Siège en rembourrage ignifuge M1 (en fonction de la couleur choisie, voir aperçu des couleurs)
- Poids maximum du patient : 200 kg

Accessibilité du fauteuil de prélèvement sanguin DENEEO

- Concept Sit'n' Go : position de réception à 50 cm du sol (selon le modèle)
- Angle personnalisé des genouillères pour un accès plus facile

Caractéristiques standard du fauteuil de prélèvement sanguin DENEEO

- Hauteur fixe (assise 50 cm) et réglable hydrauliquement en hauteur (assise réglable de 51 à 71 cm)
- Structure et couverture nuageuse gris époxy (Ref80010-02R+80015-02R)
- Colonne époxy gris nuage et corolle chromée (réf 80000-02R+80005-02F+80005-02R)
- Colonne et socle circulaire chromé (réf 80070-02R+80075-02R)
- 2 poignées en polyuréthane intégrées dans le siège
- Assise monobloc, sans couture, rembourrage M1, épaisseur de mousse 30 mm, densité 40 kg/m³
- 2 accoudoirs amovibles, charnière courbe avec mousse et rembourrage M1 thermoformé sans couture
- Poids maximal admissible du patient de 200 kg (testé statiquement à 500 kg)

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=zCjd4Cpi-Vw&feature=emb_logo[/embed]