



<b>Numéro d'article</b>	150142
<b>Prix HT</b>	3097,08 €
<b>Prix TTC</b>	3747,47 €
<b>Stock</b>	sur commande

## Description

---

DENEEO® est un concentré d'innovations pour améliorer l'accès aux soins et le confort du patient et du médecin.

La conception de DENEEO® est le résultat d'une recherche longue et approfondie et de nombreux essais sur le terrain avec des professionnels de laboratoire.

Ces recherches ont finalement abouti à la demande de brevet et au dépôt des modèles.  
**Confort du fauteuil de prélèvement sanguin DENEEO**

- Rotation de 360° (sur certains modèles)

- Dimensions limitées, utilisation optimale de l'espace
- Rembourrage BodyShape : position naturelle

## Hygiène du fauteuil de prélèvement sanguin DENE0

- Rembourrage avec protection antibactérienne (selon le choix de la couleur, voir aperçu des couleurs)
- Facile à nettoyer
- Sellerie sans couture
- Poignées amovibles

## Sécurité du fauteuil de prélèvement sanguin DENE0

- Position d'urgence facile, sans effort et rapide
- Accoudoir fixé au dossier et poignées intégrés > durée de vie
- Pied rond : stabilité de la chaise
- Siège en rembourrage ignifuge M1 (en fonction de la couleur choisie, voir aperçu des couleurs)
- Poids maximum du patient : 200 kg

## Accessibilité du fauteuil de prélèvement sanguin DENE0

- Concept Sit'n' Go : position de réception à 50 cm du sol (selon le modèle)
- Angle personnalisé des genouillères pour un accès plus facile

## Caractéristiques standard du fauteuil de prélèvement sanguin DENE0

- Hauteur fixe (assise 50 cm) et réglable hydrauliquement en hauteur (assise réglable de 51 à 71 cm)
  - Structure et couverture nuageuse gris époxy (Ref80010-02R+80015-02R)
  - Colonne époxy gris nuage et corolle chromée (réf 80000-02R+80005-02F+80005-02R)
  - Colonne et socle circulaire chromé (réf 80070-02R+80075-02R)
  - 2 poignées en polyuréthane intégrées dans le siège
  - Assise monobloc, sans couture, rembourrage M1, épaisseur de mousse 30 mm, densité 40 kg/m<sup>3</sup>
  - 2 accoudoirs amovibles, charnière courbe avec mousse et rembourrage M1 thermoformé sans couture
  - Poids maximal admissible du patient de 200 kg (testé statiquement à 500 kg)
- [embed][https://www.youtube.com/watch?v=zCjd4Cpi-Vw&feature=emb\\_logo](https://www.youtube.com/watch?v=zCjd4Cpi-Vw&feature=emb_logo)[/embed]