



Divan dexamen électrique iQuest à hauteur variable avec roues escamotables et sellerie Lounge

08/10/2025 02:34:27



Numéro d'article	150510
Prix HT	5146,13 €
Prix TTC	6226,82 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

iQuest est la nouvelle révolution chez Promotal.

Nous avons conçu une table au design épuré et aéré, qui contribue à votre confort et à celui de vos patients grâce à la position d'entrée la plus basse disponibles sur le marché, des modes programmables et des mouvements autonomes, deux fois plus rapides.

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

Réduisez l'effort que les patients à mobilité réduite doivent faire grâce à:

- Une position de marche pour le patient à 46 cm
- Un dossier droit qui sert de support lors de la montée
- Mouvements électriques silencieux et sûrs

EFFICACITÉ

Menez vos recherches en douceur grâce à:

- Des mouvements deux fois plus rapides
- Mouvements autonomes: 1 impulsion suffit pour la bonne position
- Commandes intuitives et position d'entrée du patient prédéfinie

UTILISATION ERGONOMIQUE

- Choisissez une autre position sans effort:
- Table d'examen entièrement électrique hauteur, dossier, procief / declief
- Hauteur variable de 46 à 93 cm
- 2 positions peuvent être stockées, 100% réglables
- La housse Lounge très confortable

Choix de différentes couleurs (voir nuancier)

Afbeeldingen

