



# Divan d'examen iDuolys Hauteur variable électrique Sur patins Etriers intégrés

08/10/2025 04:49:13

<b>Numéro d'article</b>	150500
<b>Prix HT</b>	5730,00 €
<b>Prix TTC</b>	6933,30 €
<b>Stock</b>	sur commande

## Description

### iDuolys est la nouvelle révolution de Promotal

Nous avons conçu une table mixte au design épuré et aéré, qui contribue à votre confort et à celui de vos patients grâce à la position de marche la plus basse disponible sur le marché, une position gynécologique optimale, des positions programmables et des mouvements autonomes, deux fois plus rapides .

### ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

RÉDUIRE L'EFFORT QUE DOIVENT FAIRE LES PATIENTS AYANT UNE LIBERTÉ LIMITÉE:

- Une position élévatrice pour le patient à 53cm
- Compatible avec un palan
- Mouvements électriques silencieux et sûrs
- Transition sans effort de la position d'embarquement à la position gynécologique
- Patients jusqu'à 250 kg

### EFFICACITÉ

LISSEZ VOTRE RECHERCHE GRÂCE À:

- Une table 2 en 1 pour une utilisation gynécologique et générale

- Étriers intégrés, facilement utilisables (selon le modèle)
- Une fonction double-clic pour atteindre vos positions avec la pédale sans télécommande
- Des mouvements deux fois plus rapides
- Pour les mouvements autonomes, 1 impulsion suffit pour la bonne position
- Commandes intuitives et position d'embarquement du patient prédéfinie
- Une position "maison" reprogrammable

## UTILISATION ERGONOMIQUE

CHOISISSEZ FACILEMENT UNE AUTRE POSITION:

- Mouvements électriques: Hauteur, dossier central, procief / declief
- Dossier externe réglable avec un ressort à gaz
- Hauteur variable de 53 à 99 cm
- Deux positions peuvent être stockées, 100% réglables
- Etriers intégrés

AMÉLIOREZ LE CONFORT DE VOS PATIENTS GRÂCE À: Une véritable position gynécologique