



<b>Numéro d'article</b>	1401
<b>Prix HT</b>	2648,38 €
<b>Prix TTC</b>	3204,54 €
<b>Stock</b>	sur commande

## Description

L'ECG Tablette Cardiomate EVI10 (base imprimante inclus) est un électrocardiographe pratique avec un utilisation intuitive.

### Extrêmement convivial:

- Écran tactile couleur de 10
- Portable : taille compacte et poids léger, facile à transporter : 1,2 kg et 272,6 x 181,2 x 25,8 mm)
- Batterie de grande capacité, rechargeable sur secteur ou sur le support de l'enregistreur
- Les ECG peuvent être imprimés directement sur une imprimante via le réseau Wi-Fi ou sur le boîtier de l'enregistreur

# Technologie de haute qualité:

- Haute précision : fréquence d'échantillonnage de 32 000 Hz
- Détection et marquage des stimulateurs cardiaques
- Interprétation automatique (Glasgow) et calcul des intervalles
- Saisie des informations du patient au moyen d'un clavier ou d'un lecteur de code-barres
- Affichage simultané de 12 dérivations (15/18 sur tablette optionnelle) avec interprétation automatique et calcul des intervalles
- Exportation des données par wifi ou port USB au format .pdf ou .xml