



Numéro d'article	S1128
Prix HT	6,13 €
Prix TTC	7,42 €
Stock	en stock

Description

Flovac disposable liner - 3 litres - par pièce

Le sac d'aspiration Flovac 3000 ml offre une solution sûre et hygiénique pour la collecte des liquides. Le matériau souple est solidement fixé au couvercle, empêchant ainsi toute fuite de liquides aspirés.

Caractéristiques

- Filtre à membrane
- Couvercle hermétique pour une hygiène maximale
- Contenance : 3 L