

Guéridon tube carré epoxy Basic avec 1 tiroir - 49Bx45Dx70,5Hcm

08/10/2025 09:00:20



Numéro d'article	150080
Prix HT	362,79 €
Prix TTC	438,98 €
Stock	sur commande

Description

Depuis des décennies, la table d'instruments multifonctionnelle blanche et pratique avec son accent coloré est très appréciée dans d'innombrables domaines d'application.

Il peut être utilisé dans les cabinets médicaux, les studios cosmétiques, les cliniques et les centres de rééducation.

La table d'instruments blanche est équipée d'un châssis stable recouvert de plastique. Facile à entretenir ! La table d'instruments est équipée d'un tiroir avec un système d'encliquetage facile et d'un cadre en tube d'acier carré. Cette table d'instruments peut être utilisée comme simple chariot, pour ranger du matériel, comme table d'ordinateur, etc....

Caractéristiques de la table d'instruments

- Largeur : 490 mm

- Profondeur : 450 mm
- Hauteur : 705 mm
- Capacité de charge : jusqu'à environ 50 kg
- Capacité de charge du tiroir : environ 10 kg