



|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>Numéro d'article</b> | S1165        |
| <b>Prix HT</b>          | 239,47 €     |
| <b>Prix TTC</b>         | 289,76 €     |
| <b>Stock</b>            | sur commande |

## Description

### 3M mesje voor chirurgische clipper - Vaste kop - 50 stuks

3M mesje voor chirurgische clipper - vaste kop wordt eenmalig gebruikt en is ontworpen om het risico op huidtrauma's en microletsels te beperken. De positie van het snijdende gedeelte van het mesje bovenaan voorkomt micro-sneetjes. Het mesje voor een chirurgische clipper met vaste kop verwijst naar een vervangbaar scheermesje dat gebruikt wordt in combinatie met een chirurgische clipper. Deze mesjes worden vaak gebruikt in ziekenhuizen en klinieken om gebieden van de huid voor te bereiden op chirurgie, door lichaamsbeharing efficiënt en veilig te verwijderen. Bij een "vaste kop" blijft de snijkop op zijn plaats tijdens het scheren, in tegenstelling tot andere modellen waarbij de kop kan bewegen voor flexibeler scheren. De 3M chirurgische clippers en mesjes zijn ontworpen om snel te scheren zonder de huid te beschadigen of te irriteren. Heb je meer informatie nodig over het product, zoals waar het te kopen of hoe het te gebr