

Numéro d'article	266679
Prix HT	895,87 €
Prix TTC	1084,00 €
Stock	sur commande

Description

Matelas Pocket Comfort HR - matelas à ressorts ensachés Caractéristiques :

- Double housse de luxe en tissu extensible
- Housse matelassée Hypersoft -2cm
- Anti-allergique
- Mousse froide 50kg/m³ répartie en 7 zones
- Ressorts ensachés 330 ressorts/m² répartis en 7 zones
- Bordure respirante
- Hauteur totale : 26cm
- Dimensions : 90 - 160 - 180 x200cm