

Numéro d'article	266760
Prix HT	540,34 €
Prix TTC	653,81 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

- Tissu: Tissu bambou piqué sur polyester + bande 3D
- Noyau: Mousse visco-élastique 55kg/m³ + POCKET + Mousse visco-élastique 55 kg/m³
- Finition: HOUSSE BINAIRE LAVABLE 40°C
- Hauteur matelas: 28 cm
- La housse est en bambou, C'est un produit respectueux de l'environnement et grâce à sa douceur et absorption, l'emploi est très agréable.
- Avec une perméabilité à l'air totale, il y a une évacuation de l'humidité optimale.
- Ce matelas présente une structure ouverte et une couche 3D qui empêchent un excès de transpiration et les poussées de chaleur. Le noyau recyclable est traité contre les acariens, les moisissures et les bactéries. Amovible, elle peut être lavée à 40 °C.