



# Multipocketveer - Ergorelax

## Feran Ice matelas 180 x 200cm

08/10/2025 13:13:55

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Numéro d'article | 266683       |
| Prix HT          | 1511,57 €    |
| Prix TTC         | 1829,00 €    |
| Stock            | sur commande |

### Description

Le Air Feran Ice Visco est un matelas visco-poches avec un noyau de 500 ressorts/m2 et 7 zones de confort, ce qui lui confère un excellent soutien. Le matelas est recouvert d'une couche de mousse viscoélastique qui soutient activement la colonne vertébrale.

### Avec couche de recouvrement en mousse viscoélastique (mousse à mémoire de forme)

Ce matelas visco-poches contient une couche de confort en mousse à mémoire de forme. La couche de mousse à mémoire de forme assure une bonne répartition de la pression du poids et n'entrave pas la circulation sanguine. Un matelas à mémoire de forme est doté d'une couche de recouvrement qui réagit à la chaleur du corps et dont le matériau s'adapte lentement aux contours du corps. La couche de revêtement contient 2 x 4 cm de visco. Un matelas visco est composé en grande partie de mousse à mémoire de forme et possède donc des propriétés de réduction de la pression. Les matelas visco conviennent donc parfaitement aux personnes dont les muscles et les articulations sont sensibles.

### Matelas visco à poches avec Feran Ice & Aegis

La housse de luxe en double tissu extensible contient les propriétés de la glace de fer et de l'Aegis. La finition avec feran ice procure un effet rafraîchissant et régulateur d'humidité et ne s'active qu'en cas de besoin. Le matelas visco-poches est doux au toucher. La finition Aegis offre une solution totale dans la lutte contre les acariens, les

bactéries et les champignons. Le tissu étant traité avec Aegis, il prévient les odeurs désagréables. Ergorelax Feran Ice a une hauteur de 24 cm.

## Qu'est-ce qu'un matelas à ressorts ensachés ?

Un matelas à ressorts ensachés est un matelas doté de "poches" ou de ressorts en acier qui sont emballés individuellement dans des poches d'un matériau synthétique non tissé. Comme tous les ressorts sont emballés séparément dans des poches, chaque ressort peut bouger indépendamment dès qu'une contre-pression se produit, ce qui garantit un niveau élevé de conformité. La poche entourant les ressorts garantit que les ressorts ont suffisamment d'espace et ne se collent pas les uns aux autres. Toutes les poches sont entourées d'un bord de mousse pour garantir que tous les ressorts ensachés sont maintenus ensemble.

## Quel sommier convient à un matelas visco ensaché ?

Un matelas visco ensaché convient très bien en combinaison avec un sommier à ressorts ou un sommier à spirales. Ces deux sommiers offrent une excellente contre-pression de tous les ressorts contre le fond du matelas. Un sommier à lattes convient moins bien, car l'espace entre les lattes n'exerce pas de contre-pression sur les ressorts du matelas. Si les lattes d'un sommier à lattes sont trop éloignées les unes des autres, les poches ne bénéficient pas d'un soutien égal. Si vous choisissez un sommier à lattes dont les lattes sont proches les unes des autres, le sommier à lattes est plus adapté. Comme pour tous les matelas, le fait de retourner le matelas augmente sa durée de vie. Un matelas à ressorts ensachés doit être retourné moins souvent qu'un matelas en mousse, car les ressorts ensachés sont moins sujets aux piqûres.

## Matelas visco de poche à 7 zones

Matelas visco à 7 zones : zone des hanches, zone du dos, zone de confort des épaules et zone de la tête. Ce matelas est rotatif et réversible, ce qui permet de dormir sur 4 côtés. La housse est un luxueux double tissu stretch, matelassé de visco, amovible et lavable (nettoyage à sec). Le matelas est équipé de poignées. Ces poignées facilitent la rotation et le retournement du matelas. (Nous recommandons de retourner le matelas au moins 4 fois par an). Le matelas visco-poche Ergorelax feran ice est disponible dans les dimensions suivantes : - 90 x 200 cm - 140 x 200 cm - 160 x 200 cm - 180 x 200 cm - Autres dimensions disponibles sur demande