



# Oreiller TEMPUR Original avec technologie SmartCool - Large - 50 x 31 x 11,5/8,5cm

08/10/2025 09:20:02

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Numéro d'article | 5011                |
| Prix HT          | 134,69 €            |
| Prix TTC         | 162,97 €            |
| Stock            | Plus que 1 en stock |

## Description

Het TEMPUR Original Hoofdkussen met SmartCool-technologie biedt een perfecte combinatie van maatgerichte ondersteuning en verkoelend comfort. Dankzij het innovatieve SmartCool™ materiaal in de hoes voelt het kussen koel aan en wordt overtollige warmte effectief geabsorbeerd, waardoor u fris en ontspannen blijft tijdens uw slaap.

Het iconische, gebogen ontwerp is zorgvuldig ontwikkeld om uw hoofd en nek precies daar te ondersteunen waar het nodig is. Dit zorgt voor een optimale drukverlaging en een gezonde slaaphouding, geschikt voor diverse slaapposities. Het kussen is verkrijgbaar in twee maten: Medium en Large, zodat u de perfecte pasvorm kunt kiezen die bij u past.

Belangrijkste kenmerken:

- SmartCool™ technologie voor een koel en fris slaapklimaat
- Iconisch, ergonomisch gebogen ontwerp voor optimale ondersteuning
- Drukverlagend TEMPUR-materiaal dat zich aanpast aan uw lichaam
- Geschikt voor diverse slaapposities
- Verschillende maten beschikbaar: M - 61 x 31 x 10/7 & L - 61 x 31 x 11,5/8,5

Ervaar het ultieme slaapcomfort met het TEMPUR Original Hoofdkussen met SmartCool-technologie, voor een verkwikkende nachtrust en minder spanningen.