

Numéro d'article	116518
Prix HT	7,90 €
Prix TTC	9,56 €
Stock	en stock

Description

Sachets de stérilisation 75 x 270mm - 100 pièces

Conçu pour l'emballage facile et fiable d'instruments chirurgicaux.

Pour l'emballage de divers produits (compresses, instruments médicaux, etc.) soumis à la stérilisation à la vapeur, au GAZ (EO et FO). Le papier répond aux exigences de la norme ISO 11607/EN868. Il est composé de papier 68 g/m² et de film 12 mμPET/38 mμPP, indicateurs pour la stérilisation à la vapeur, à l'OE et au formaldéhyde. Ne convient pas à la stérilisation à l'air chaud, aux rayons gamma et au peroxyde d'hydrogène.