



Numéro d'article	078030
Prix HT	106,61 €
Prix TTC	129,00 €
Stock	en stock

Description

Hèt originele orthopedische kussen voor optimale ondersteuning van uw nek. Maakt een gezonde lighouding mogelijk. Met katoenen overtrek. Het Sissel Classic orthopedisch hoofdkussen is voorzien van een unieke schuin oplopende rand. Het kussen ligt daardoor perfect tegen uw schouder aan en zorgt zo ook bij zijligging voor een ontspannen lighouding en optimale ondersteuning van de wervelkolom. Zo bent u verzekerd van een gezonde nachtrust. Aanbevolen bij (spannings-) hoofdpijn en nekkachten.

- Afmetingen SISSEL CLASSIC standaard: 47 x 33 x 14 cm
- Materiaal: polyurethaan
- Met katoenen overtrek
- Kern wasbaar in handwas
- Schuimdichtheden 56KG/m³
- Overtrek wasbaar op 95 °C