

Tabouret avec commande au pied Hauteur réglable (51-69 cm)

08/10/2025 10:52:16



Numéro d'article	150136
Prix HT	547,00 €
Prix TTC	661,87 €
Stock	sur commande

Description

Tabouret avec commande au pied – Hauteur réglable (51–69 cm)

Conçues en tenant compte des exigences du milieu médical, ces béquilles offrent une sécurité, une hygiène et une facilité d'utilisation optimales.

Grâce à la commande au pied, la hauteur se règle facilement de 51 à 69 cm, favorisant une posture de travail ergonomique pour chaque utilisateur. Un choix fiable apprécié de tous les professionnels de santé.

Caractéristiques

- Hauteur réglable (51–69 cm)

- Commande au pied
- Structure en aluminium brillant
- Personnalisable selon vos besoins – disponible en plusieurs couleurs