



# Tabouret model 276 - pneumatique 5 roulettes. Couleur: soothing blue nr. 855

08/10/2025 06:37:25

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Numéro d'article | 150044SOOTHING      |
| Prix HT          | 504,95 €            |
| Prix TTC         | 610,99 €            |
| Stock            | Plus que 6 en stock |

## Description

Le tabouret Midmark offre un confort, un soutien et une stabilité optimaux. Le tabouret est assorti à la table Ritter et est réglable par un ressort à gaz à levier.

Le design de base en forme d'étoile permet un meilleur accès au patient et une mobilité stable et aisée.

### Stabilité

- Avec un piètement à cinq pieds en chrome.

### Confort

- La chaise large et généreusement rembourrée est faite de mousse dense. Une couture de tissu sans couture assure que les bords ne s'enfoncent pas dans vos jambes.

### Simplicité

- Réglage pneumatique de la hauteur d'assise
- Réglage de la hauteur du siège 45cm - 62cm

### Caractéristiques standard :

- Piètement aluminium poli brillant 5 branches

- Hauteur variable colonne à gaz
- Roulettes double galets Ø 50 mm
- Capacité : 135 Kg