

Tabouret standard - Hauteur réglable manuellement (47-67cm) - Base en aluminium

08/10/2025 09:42:52



Numéro d'article	150135
Prix HT	269,00 €
Prix TTC	325,49 €
Stock	en stock

Description

Le tabouret Promotal standard - airlift est spécialement conçu pour les spécialistes.

Le tabouret Promotal a été salué par tous pour son utilisation optimale à des fins médicales.

Confort, sécurité et hygiène. Lors de la configuration du tabouret, tous les aspects essentiels sont pris en compte. Grâce aux 18 couleurs disponibles, vous pouvez adapter le tabouret à votre intérieur. Le tabouret Promotal est disponible en différentes tailles*.

Le tabouret peut être adapté selon votre spécialité.

Avec les options proposées, vous pouvez composer le design du tabouret médical: forme et matériau du rembourrage, ajout d'un dossier, freins de roues... Les tabourets sont conçus et assemblés en France et sont garantis 3 ans. *Selon le modèle

Caractéristiques standard du tabouret Promotal

- Cadre en aluminium brillant
- Hauteur variable grâce au ressort à gaz dans la colonne
- Roulettes pivotantes doubles Ø 50 mm (uniquement pour les modèles mobiles)
- Assise: Ø 37 cm
- Pied: Ø 50cm