



<b>Numéro d'article</b>	122322
<b>Prix HT</b>	1 086,40 €
<b>Prix TTC</b>	1 314,54 €
<b>Stock</b>	sur commande

## Description

---

La lampe d'examen Welch Allyn GS600 est spécialement conçue pour les conditions de vision exigeantes, avec la possibilité de contrôler la quantité de lumière. La lampe d'examen Welch Allyn GS600 est disponible sur un trépied mobile.

La lampe de recherche Welch Allyn GS600 dispose de la dernière technologie LED qui offre une lumière blanche et brillante unique.

La lampe de recherche Welch Allyn GS600 dispose d'une technologie LED à 3 spots.

### Caractéristiques de la lampe d'examen Welch Allyn GS600

- Distance de travail : 50 cm.
- Col de cygne flexible.

- Cette lampe est particulièrement adaptée aux interventions chirurgicales dans les cabinets médicaux et pour les stations centrales des médecins généralistes.

**Afbeeldingen**

---

