

<b>Numéro d'article</b>	000374
<b>Prix HT</b>	148,68 €
<b>Prix TTC</b>	179,90 €
<b>Stock</b>	sur commande

## Description

---

Stéthoscope de cardiologie Adscope 600 Pièce thoracique unilatérale avec diaphragme réglable - pour adultes Écouter les sons de haute ou de basse fréquence en ajustant légèrement la pression sur la pièce thoracique. Une pression légère pour les basses fréquences ; une pression plus forte pour les hautes fréquences. *L'embout thoracique en acier inoxydable chirurgical de très belle facture garantit des performances optimales et une grande durabilité. Poids : 203 g Longueur totale : 69 cm*