



Numéro d'article	124033BL
Prix HT	101,77 €
Prix TTC	123,14 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

L'Adscope 601 est un excellent stéthoscope de cardiologie doté d'une pièce thoracique interchangeable. Développé pour rendre plus audibles les sons difficiles à entendre. La pièce thoracique à deux côtés avec diaphragmes réglables vous permet d'entendre les sons à haute et à basse fréquence à la fois du côté adulte et du côté pédiatrique de la pièce thoracique. Le côté pédiatrique peut être converti en calice ouvert.

- Écoutez les sons de haute ou de basse fréquence en ajustant légèrement la pression sur l'embout thoracique.
- Une pression légère pour les basses fréquences ; une pression plus forte pour les hautes fréquences.
- L'embout thoracique en acier inoxydable chirurgical, de très belle facture, garantit des performances optimales et une grande durabilité.
- Calice extra profond pour une audition inégalée des basses fréquences.
- Les tubes auditifs en acier inoxydable sont positionnés à un angle anatomique correct pour un ajustement parfait dans les conduits auditifs.

- La housse anti-froid assure le confort de votre patient pendant l'examen.
- Le casque avec bouchons en silicone Adsoft Plus garantit une facilité d'utilisation et une étanchéité acoustique optimale.
- Le tube à double lumière (48 cm) conserve sa forme et sa flexibilité année après année.

Caractéristiques du produit :

- Poids : 215g
- Longueur totale : 71 cm
- Fabriqué, inspecté et emballé aux États-Unis
- Tous les stéthoscopes ADC sont exempts de latex et de plastifiants à base de phtalates
- Couleur standard de la poitrine : couleur métallique. Disponible en noir en option
- L'Adscope 601 convertible ADC est similaire au Littmann Cardiology IV

L'Adscope Cardiologique 601 est livré avec un calice pour adulte, 3 paires de bouchons d'oreille Adsoft Plus et une carte d'identification. Caractéristiques techniques :

- Type de pièce thoracique : Interchangeable
- Matériau de la pièce thoracique : Acier inoxydable
- Finition de la pièce de poitrine : Satinée
- Poids de la pièce de poitrine : 116 gr
- Diamètre du diaphragme : 4,45 cm
- Matériau du diaphragme : Epoxy/Fibre de verre
- Type de diaphragme : réglable, technologie AFD
- Diamètre du calice : 3,8 cm
- Type de casque : Cardiologie
- Matériau du casque : Acier inoxydable
- Finition du casque : satinée
- Longueur du tube : 48 cm
- Longueur totale : 71 cm
- Poids total : 215 g