



Numéro d'article	122164
Prix HT	120,24 €
Prix TTC	145,49 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Chargeur USB pour poignée Macroview - WA71955

Pas besoin de prise de courant

Grâce à la poignée rechargeable du Welch Allyn Macroview (version normale et version LED), vous n'avez plus besoin de piles. A partir de maintenant, vous avez la possibilité de charger la poignée avec un chargeur USB sans fil. Le grand avantage d'un chargeur USB est que l'otoscope peut être rechargé via un autre support qu'une prise murale. Vous pouvez le charger sur d'autres appareils électroniques tels que votre ordinateur portable, téléphone portable, powerbanks et bien plus encore. Bref, vous avez maintenant une alternative plus pratique qui prend moins de place et offre plus de possibilités. En raison de sa taille, ce chargeur USB peut être transporté dans le matériel dont vous avez déjà besoin (par exemple, la trousse de votre médecin).