



Numéro d'article	122336
Prix HT	26,19 €
Prix TTC	31,69 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

iExaminer SmartClips pour Macroview/PanOptic PLUS – Welch Allyn – 2 pièces

Qu'est-ce que le « iExaminer Smart Bracket »?

Avec le support intelligent iExaminer cliquable, vous pouvez convertir [l'otoscope Macroview Plus](#) en un otoscope numérique. Vous pouvez télécharger l'application gratuite iExaminer et prendre des images vidéo ou des photos de l'oreille. Vous pouvez revoir ces images, les transmettre et en discuter avec vos collègues. L'application iExaminer peut être utilisée avec les smartphones Android et Apple. Le Smart Bracket contient 1 SmartClip pour attacher votre Smartphone.

Les iExaminer SmartClips sont faciles à retirer

Lorsque la bande adhésive des iExaminer SmartClips sur le Smart Bracket n'adhère plus suffisamment, vous pouvez simplement retirer les SmartClips. Avec l'achat de ce nouvel ensemble de SmartClips, vous pouvez à nouveau monter votre Smartphone sur le support Smart avec une force d'adhérence suffisante. (Voir le manuel)

Afbeeldingen

