



|                  |          |
|------------------|----------|
| Numéro d'article | 3702     |
| Prix HT          | 115,22 € |
| Prix TTC         | 139,42 € |
| Stock            | en stock |

## Description

---

### Unistik TinyTouch Veiligheidslancetten voor hielprik - 50 stuks

#### Belangrijkste Kenmerke

1. Comfort Zone Technologie
  - Unistik TinyTouch is uitgerust met Comfort Zone Technologie die meerdere punten op de huid stimuleert om het zenuwstelsel af te leiden en de pijn van de prik te verminderen. Dit zorgt voor een aangename ervaring voor de

- pasgeborene.
2. Veiligheidsmechanisme
    - Deze lancetten hebben een geïntegreerd veiligheidsmechanisme dat de naald automatisch terugtrekt na gebruik, waardoor onbedoelde prikincidenten worden voorkomen. Dit verhoogt de veiligheid voor zowel de pasgeborene als de zorgverlener.
  3. Speciaal Ontworpen voor Pasgeborenen
    - De naald is ontworpen met een optimale diepte en dikte voor het verkrijgen van voldoende bloed zonder onnodig weefseltrauma, wat belangrijk is voor de gevoelige huid van pasgeborenen.
  4. Hygiënisch en Steriel
    - Elke lancet is steriel verpakt om hygiëne te garanderen en het risico op infecties te minimaliseren. Dit maakt het veilig voor gebruik bij pasgeborenen.
  5. Ergonomisch Ontwerp
    - Het compacte en ergonomische ontwerp zorgt voor een gemakkelijke grip en bediening, wat essentieel is voor nauwkeurige en probleemloze bloedafname.

## Voordelen

1. Minimale Pijn
  - Dankzij de Comfort Zone Technologie en de speciaal ontworpen naald ervaren pasgeborenen minimale pijn bij de hielprik, wat helpt om stress en ongemak te verminderen.
2. Gebruiksgemak
  - De vooraf gevulde lancet en het eenvoudige eenstaps gebruik maken het prikken snel en gemakkelijk, wat vooral handig is voor zorgverleners die dagelijks meerdere hielprikken moeten uitvoeren.
3. Veiligheid voorop
  - Het automatische terugtrekmechanisme van de naald na gebruik zorgt voor maximale veiligheid en voorkomt prikverwondingen, wat essentieel is in zorgomgevingen waar de veiligheid van zowel de patiënt als de zorgverlener prioriteit heeft.
4. Hygiënisch en Betrouwbaar
  - De steriele verpakking en het hygiënische ontwerp zorgen ervoor dat elke prik veilig is, wat belangrijk is voor het voorkomen van kruisbesmetting en infecties bij pasgeborenen.

## Toepassingen van Unistik TinyTouch Veiligheidslancetten voor hielprik

- Neonatale Screening

- Ideaal voor het uitvoeren van hielprikken bij pasgeborenen voor neonatale screeningstests, zoals het opsporen van metabole, endocriene en genetische aandoeningen.
- Ziekenhuizen en Klinieken
  - Geschikt voor gebruik in ziekenhuizen en klinieken waar regelmatig hielprikken bij pasgeborenen worden uitgevoerd. De veilige en hygiënische eigenschappen zorgen voor een betrouwbare oplossing in een professionele omgeving.
- Thuiszorg
  - Perfect voor mobiele zorgverleners en thuisstestdiensten die pasgeborenen buiten de traditionele zorgomgevingen bedienen. De compacte en gebruiksvriendelijke ontwerp maakt het gemakkelijk mee te nemen en te gebruiken.

## Afbeeldingen

---

