

Littman set de réparation pour Classic II Pediatric (membrane + 2 bagues)

08/10/2025 09:19:45



Numéro d'article	124071
Prix HT	17,42 €
Prix TTC	21,08 €
Stock	Plus que 3 en stock

Description

Le kit de stéthoscopes pédiatriques 3M™ Classic II comprend 2 anneaux noirs et une membrane. Les stéthoscopes Littmann® offrent la meilleure qualité attendue par les professionnels de la santé. Toutes les pièces et accessoires doivent répondre aux mêmes exigences.

Chaque article est fabriqué avec soin pour s'adapter parfaitement à votre stéthoscope Littmann®.

Chaque kit correspond à l'un de nos modèles de stéthoscopes Littmann®. Les pièces pour stéthoscopes et accessoires sont utilisées pour des réparations simples.