



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Numéro d'article</b> | 124038F             |
| <b>Prix HT</b>          | 263,29 €            |
| <b>Prix TTC</b>         | 318,58 €            |
| <b>Stock</b>            | Plus que 1 en stock |

## Description

Le stéthoscope Cardiologie IV™ offre des propriétés acoustiques améliorées, un nouveau design et de nouveaux matériaux et technologies. Le nouveau stéthoscope 3M™ Littmann® Cardiologie IV™ a été lancé en mars 2016. Le stéthoscope Cardiologie IV est une alternative attrayante et polyvalente pour des milliers d'utilisateurs du stéthoscope Cardiologie III.

**Le stéthoscope 3M™ Littmann® Cardiologie IV™ se distingue par les caractéristiques et avantages suivants :**

- Excellentes performances acoustiques
- Le diaphragme moulé d'une seule pièce de Cardiologie IV™ réglable permet une meilleure audibilité des sons à haute fréquence.
- Diaphragmes réglables du côté adulte et du côté pédiatrique de la pièce thoracique.

- Membrane monobloc facile à fixer et à nettoyer grâce à sa surface lisse.
- Polyvalence du calice ouvert grâce à la possibilité, côté pédiatrie, de remplacer la membrane par une bague anti-froid.
- Le tubulure de nouvelle génération dure plus longtemps avec une meilleure résistance aux huiles de la peau et à l'alcool et moins de risques de taches.
- Pièce de poitrine fabriquée avec précision et donc des formes moins angulaires. La poignée sert d'indicateur de la fonction ouverte.

**Les sons à peine perceptibles sont souvent les plus importants.**

Donnez-vous une touche personnelle avec la large gamme de couleurs.