



Numéro d'article	124050CB
Prix HT	126,36 €
Prix TTC	152,90 €
Stock	Plus que 3 en stock

Description

Le stéthoscope Littmann® Classic II pour nourrissons a été spécialement développé pour les plus petits patients. Le stéthoscope a un calice de 1,9 cm pour l'auscultation des nourrissons. Recommandé pour les pédiatres.

Caractéristiques du stéthoscope pour nourrissons Littmann® Classic II 3M™

- Sensibilité acoustique élevée
- Spécialement conçu pour l'auscultation des enfants ou des nourrissons
- Pièce de poitrine en acier inoxydable
- Membrane flottante brevetée
- Poitrail combiné traditionnel avec bord anti-froid
- Tubulare simple isolé
- Embouts auriculaires brevetés 3M™ Littmann® Snap Tight Soft-Sealing
- Garantie de 3 ans