



Numéro d'article	313906
Prix HT	104,27 €
Prix TTC	126,17 €
Stock	Plus que 3 en stock

Description

Tensiomètre au poignet RS7 Intelli IT d'Omron avec capteur de positionnement et connexion Bluetooth pour une utilisation à la maison ou en déplacement. Le RS7 Intelli IT d'Omron est le nouveau modèle de tensiomètre au poignet d'Omron. Grâce à l'utilisation de diverses techniques de pointe, la pression artérielle peut être mesurée de manière fiable et précise.

Un tensiomètre aide à diagnostiquer et à surveiller l'hypertension artérielle.

L'enregistrement de vos mesures de tension artérielle ne doit pas se limiter à la période où vous pouvez le faire, à la maison. Le RS7 Intelli IT vous aide à garder le contrôle toute la journée - même lorsque vous êtes en déplacement. Grâce à sa petite taille et à sa pompe pratiquement silencieuse, il peut être stocké discrètement et utilisé partout. **Le tensiomètre au poignet RS7 Intelli IT d'Omron peut aider à détecter les risques pour le cœur et les vaisseaux**

sanguins.

Spécifications

- Appareil de surveillance de la pression sanguine au poignet
- Manchette de poignet 13,5 - 21,5 cm
- Mémoire : 2 utilisateurs x 100 mesures
- Indicateur de couleur facile à lire pour l'hypertension artérielle
- Indicateur de la pression sanguine
- Fonction pour les moyennes
- Système de détection du rythme cardiaque irrégulier
- Détection de mouvement du corps
- Capteur de position avancé
- Validé cliniquement avec validation de l'obésité
- Technologie Intellisense
- Prévention des AVC
- Longueur : 9 cm
- Hauteur : 11,8 cm
- Profondeur : 9 cm

Contenu de l'emballage

- Tensiomètre RS7 Intelli iT
- Batteries et pochette de rangement
- Manuel d'utilisation
- Instructions pour la configuration d'Omron Connect
- Passage pour la pression sanguine

L'appareil est compatible avec Omron Connect. Un aperçu des smartphones qui ont été testés avec Omron connect peut être trouvé [ici](#).