



Numéro d'article	1409
Prix HT	74,34 €
Prix TTC	89,95 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

Otoscoop LuxaScope Auris - Pédiatrique est spécialement conçu pour des examens précis et confortables de jeunes patients. Grâce à son design enfantin et ses six LED concentriques, cet otoscope offre une illumination vive et uniforme. Le verre grossissant 3x à rotation manuelle assure une vue détaillée de l'oreille.

Le robuste manche à deux composants, fabriqué en plastique renforcé de fibres de verre et en aluminium, garantit une prise ferme et confortable. Compact et pratique, idéal pour une utilisation clinique ou des visites à domicile.

Propriétés du produit

- Compacte LED-otoscoop speciaal voor kinderen
- Kindvriendelijk design in aantrekkelijke kleuren
- Ringvormige LED-verlichting voor gelijkmatige belichting
- Dimbaar & onderhoudsvrij
- Stevig 2-componenten handvat van glasvezelversterkte kunststof en aluminium
- Geoptimaliseerde kop & draaibaar 3x vergrootglas met klikfunctie
- Elektronische AAN/UIT-drukschakelaar
- Blower-aansluiting voor pneumatische testen
- Automatische uitschakeling na 3 minuten
- Inclusief 20 wegwerp oortrechters (10 x Ø 2,5 mm & 10 x Ø 4,0 mm)

Technische specificaties

- LED-levensduur: ca. 100.000 uur (constante stroomregeling)
- Verlichtingssterkte: 10.000 lux
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Voeding: 2 x AAA alkaline batterijen

Afbeeldingen

