



| | |
|-------------------------|--------------|
| Numéro d'article | 1406 |
| Prix HT | 103,26 € |
| Prix TTC | 124,94 € |
| Stock | sur commande |

Description

Otoscope SmartLED 5500 - Différentes variantes

L'otoscope SmartLED 5500 a été conçu dans le but de réaliser un examen médical précis de l'oreille. Cet otoscope offre une clarté exceptionnelle, une reproduction parfaite des couleurs et une facilité d'utilisation.

Différentes variantes

- Vert = pédiatrique
- Bleu
- Rouge
- Noir

Caractéristiques:

- Haute qualité de lumière: Avec un rendement exceptionnel de 50K lumens
- Technologie des fibres optiques: La diffusion de la lumière par les fibres optiques élargit le champ de vision dans la tête de l'otoscope et réduit le risque d'éblouissement.
- Technologie LED: Durée de vie pratiquement illimitée et faible consommation d'énergie pour une utilisation jour après jour
- Reproduction parfaite des couleurs: L'indice de rendu des couleurs de 95 % garantit une reproduction parfaite des couleurs.
- Colorimétrie étudiée: La lumière de la Smartled 5500 a un indice de couleur de 4000K. Une couleur ni trop chaude ni trop froide, parfaite pour l'auscultation.
- Grossissement x3: Loupe pivotante à grossissement x3
- Alimentation: Piles 2x LR06 AA alcalines 1,5 volts (incluses)
- Conception portable: se glisse dans n'importe quelle poche pour une commodité optimale.
- Poignée ergonomique: assure une prise en main confortable.