



PanOptic PLUS iExaminer set avec manche Lithium-Ion PLUS + étui + smartbracket - Modèle 2021 - Welch Allyn

08/10/2025 06:02:45



Numéro d'article	122341
Prix HT	1 273,00 €
Prix TTC	1 540,33 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Set complet d'ophtalmoscopes PanOptic PLUS pour iExaminer avec tête d'ophtalmoscope Plus, poignée Lithium-ion Plus, support intelligent dans une pochette.

Ophtalmoscopie (fundoscopie) pour détecter les troubles oculaires

L'ophtalmoscopie est également appelée examen ophtalmique. Cet examen permet au médecin de voir l'arrière de l'œil (fond d'œil), ce qui lui permet d'étudier la rétine, la papille optique et le réseau de petits vaisseaux qui alimentent l'œil en sang. Il s'agit d'une étude importante car le fond d'œil peut fournir des informations utiles sur l'état de santé général. Le fond d'œil est le seul endroit du corps où les veines et les artères peuvent être visualisées directement, sans chirurgie.

Quoi de neuf sur cet ensemble d'ophtalmoscopes PanOptic PLUS?

Ces ensembles sont désormais livrés en standard avec notre éclairage LED SureColor et sont conçus pour durer avec notre technologie DuraShock, qui contribuent ensemble à améliorer la durée de vie globale. La nouvelle gamme de têtes de diagnostic est également compatible avec les poignées 3.5V existantes. Vous pouvez convertir la tête d'ophtalmoscope PanOptic PLUS en otoscope numérique via une plaque de connexion (Smart Bracket) pour votre smartphone. Avec l'application gratuite iExaminer pour Android et Apple.

Set d'ophtalmoscopes PanOptic PLUS avec éclairage LED longue durée

La tête d'ophtalmoscope PanOptic PLUS est une tête d'ophtalmoscope mise à jour de Welch Allyn. Ce PanOptic est équipé d'une lampe LED Welch Allyn SureColor (non remplaçable), qui est très économe en énergie et donne une lumière plus importante et plus blanche qu'une lampe halogène traditionnelle. Pour ces raisons, l'ophtalmoscope PanOptic PLUS offre des avantages pratiques dans l'utilisation à haute fréquence dans la pratique quotidienne.

Conception nouvelle et conviviale

Un nouveau design avec une forme et une sensation familières, avec un affichage d'image incroyable de 20 fois la surface de l'œil par rapport à l'ophtalmoscope habituel, ce sont des images que vous devez voir. Welch Allyn a écouté d'innombrables prestataires de soins de santé et a ajouté la technologie d'alignement rapide des yeux pour aider à diriger le regard du patient pour un meilleur alignement des yeux. Notre ensemble révolutionnaire d'ophtalmoscopes PanOptic PLUS répond aux défis fondamentaux de l'ophtalmoscopie directe des pupilles dilatées pour obtenir une vue du fond d'œil de haute qualité pour des examens précis.

Stockez et partagez avec le set d'ophtalmoscope PanOptic PLUS

Les set d'ophtalmoscope des versions Plus peuvent être utilisés pour les examens optiques standard, et notre iExaminer SmartBracket permet de monter une large gamme de smartphones sur la tête. Il vous permet de capturer et de partager facilement des images via l'application gratuite iExaminer pour iOS et Android. Vous pouvez facilement monter votre smartphone sur la tête d'ophtalmoscope PanOptic PLUS avec les SmartClips fournis. Il est préférable de prévoir une coque transparente pour votre smartphone pour cela. Le manuel d'utilisation de l'iExaminer SmartBracket et de l'application se trouve ci-dessous.

Contenu de set complet d'ophtalmoscopes PanOptic

- Poignée Lithium-ion Plus

- [Tête d'ophtalmoscope PanOptic Plus](#)
- Câble de charge USB-C
- iExaminer Smart Bracker
- 2x pinces intelligentes
- Carte de test iExaminer
- Manuel d'instructions
- Boîtier robuste