



Numéro d'article	170302
Prix HT	12,19 €
Prix TTC	14,75 €
Stock	en stock

Description

Ces lancettes de sécurité permettent de piquer facilement le sang. Vous n'avez plus besoin de stylo autopiqueur. Les lancettes de sécurité Betica sont des lancettes stériles qui permettent de prélever en toute sécurité un échantillon de sang pour, entre autres, déterminer la valeur de la glycémie dans le cadre du traitement du diabète. Elles préviennent les blessures par piqûre d'aiguille en rétractant l'aiguille dans la lancette immédiatement après la piqûre. La lancette de sécurité peut être facilement activée en un seul geste. Le stylo lancette n'est plus nécessaire. Lancettes de sécurité de haute qualité produites selon les dernières technologies.

Hygiénique et sûre

Ces lancettes étant à usage unique, il n'y a pas de risque de contamination croisée. Le système de rétraction automatique de ces lancettes de sécurité garantit que

l'aiguille/lancette n'est pas exposée et offre donc une sécurité optimale. Cela vous évite, ainsi qu'à d'autres personnes, d'être piqués involontairement.

Application :

Les lancettes de sécurité Betica sont stériles et à usage unique. Pour connaître la technique correcte de prélèvement d'un échantillon de sang et de détermination de la valeur de la glycémie, nous vous recommandons de contacter votre infirmière spécialisée en diabétologie ou votre médecin traitant. Ces lancettes de sécurité sont faciles à utiliser. Ces lancettes de sécurité sont très faciles à utiliser. Activation au contact : tournez et appuyez et c'est fait ! Vous n'avez plus besoin de stylo autopiqueur, ni de déplacer ou de retirer les lancettes. Les lancettes peuvent donc être utilisées par les jeunes et les moins jeunes. Ces lancettes de sécurité peuvent être utilisées pour les piqûres de sang destinées à votre lecteur de glycémie.

Une piqûre pratiquement indolore

Ces lancettes de sécurité ont une profondeur de piqûre constante, ce qui vous évite de devoir répéter l'opération. La technologie spéciale réduit la force d'activation, le bruit et les vibrations. La douleur est donc beaucoup moins forte. L'aiguille de qualité ultra-pointue réduit également au minimum les lésions cutanées et la douleur. Taille de la lancette : 23 G x 1,8 mm.

Afbeeldingen

