



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Numéro d'article</b> | 1424     |
| <b>Prix HT</b>          | 11,33 €  |
| <b>Prix TTC</b>         | 13,71 €  |
| <b>Stock</b>            | en stock |

## Description

---

Pour usage médical

Le stéthoscope Stethocolor à pavillon simple est un outil professionnel destiné au diagnostic médical. Il est utilisé pour l'auscultation, c'est-à-dire l'écoute des sons internes du corps humain, tels que les bruits cardiaques et pulmonaires, ainsi que pour la mesure de la pression artérielle selon la méthode auscultatoire.

Public cible et application

Le stéthoscope Stethocolor est un dispositif médical de classe I, destiné à être utilisé par des professionnels de santé. Il est utilisé pour écouter les sons internes du corps et surveiller l'état de santé du patient, aussi bien chez les adultes que les enfants.

Ne pas utiliser sur une peau endommagée

- Ne pas utiliser en cas d'allergie aux matériaux de l'appareil
- Ne pas immerger dans un liquide
- Ne pas stériliser

## Spécifications

- Conserver dans un endroit sec, protégé de la chaleur et du froid
- Éviter l'exposition au soleil