

# Tête d'ophtalmoscope PanOptic PLUS pour iExaminer - Modèle 2021 - Welch Allyn

08/10/2025 09:20:07



<b>Numéro d'article</b>	122338
<b>Prix HT</b>	1 064,02 €
<b>Prix TTC</b>	1 287,46 €
<b>Stock</b>	Plus que 1 en stock

## Description

Cette tête d'ophtalmoscope panoptique PLUS Welch Allyn redessinée. Découvrez des images plus grandes et plus claires.

## Ophtalmoscopie (fundoscopie) pour détecter les troubles oculaires

L'ophtalmoscopie est aussi appelée examen ophtalmique. Cet examen permet au médecin de voir l'arrière de l'œil (fond d'œil), ce qui lui permet d'étudier la rétine, la papille optique et le réseau de petits vaisseaux qui alimentent l'œil en sang. Il s'agit d'une

étude importante car le fond d'œil peut fournir des informations utiles sur l'état de santé général. Le fond d'œil est le seul endroit du corps où les veines et les artères peuvent être visualisées directement, sans chirurgie.

## Quoi de neuf sur cette tête d'ophtalmoscope PanOptic PLUS?

Ces ophtalmoscopes sont désormais livrés en standard avec notre éclairage LED SureColor et sont conçus pour durer avec notre technologie DuraShock, qui contribuent ensemble à améliorer la longévité globale. La nouvelle gamme de têtes de diagnostic est également compatible avec les poignées 3,5 V existantes. Vous pouvez convertir la tête d'ophtalmoscope PanOptic PLUS en otoscope numérique via une plaque de connexion (Smart Bracket) pour votre smartphone. Avec l'application gratuite iExaminer pour Android et Apple. Garantie: 5 ans.

## Tête d'ophtalmoscope PanOptic PLUS avec éclairage LED longue durée

La tête d'ophtalmoscope PanOptic PLUS est une tête d'ophtalmoscope mise à jour de Welch Allyn. Ce PanOptic est équipé d'une lampe LED Welch Allyn SureColor (non remplaçable), qui est très économe en énergie et donne une lumière plus importante et plus blanche qu'une lampe halogène traditionnelle. Pour ces raisons, l'ophtalmoscope PanOptic PLUS offre des avantages pratiques dans l'utilisation à haute fréquence dans la pratique quotidienne.

### Design renouvelé et convivial

Un nouveau design avec une forme et une sensation familières, avec un affichage d'image incroyable de 20 fois la surface de l'œil par rapport à l'ophtalmoscope habituel, ce sont des images que vous devez voir. Welch Allyn a écouté d'innombrables prestataires de soins de santé et a ajouté la technologie d'alignement rapide des yeux pour aider à diriger le regard du patient pour un meilleur alignement des yeux. Notre tête d'ophtalmoscope PanOptic révolutionnaire PLUS relève les défis fondamentaux de l'ophtalmoscopie directe des pupilles dilatées pour obtenir une vue du fond d'œil de haute qualité pour des examens précis.

### Stockez et partagez avec la tête d'ophtalmoscope PanOptic PLUS

Les versions Plus peuvent être utilisées pour les examens optiques standard, et une large gamme de smartphones peut être montée sur la tête via notre iExaminer SmartBracket. Il vous permet de capturer et de partager facilement des images via l'application gratuite

iExaminer pour iOS et Android. Vous pouvez facilement monter votre smartphone sur la tête d'ophtalmoscope PanOptic PLUS avec les SmartClips fournis. Il est préférable de prévoir une coque transparente pour votre smartphone pour cela. Le manuel d'utilisation de l'iExaminer SmartBracket et de l'application se trouve ci-dessous. Remarque: [la poignée](#), le rhéostat, le support intelligent et le chargeur de table ne sont pas inclus.

# Afbeeldingen

---

