



Numéro d'article	125216
Prix HT	227,24 €
Prix TTC	274,96 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Le thermomètre auriculaire Welch Allyn Braun ThermoScan[®] PRO 6000 avec technologie de mesure avancée a la vitesse et la simplicité dont vous avez besoin pour capturer des relevés de température précis et fiables.

Technologie de mesure avancée avec des lectures de température précises et fiables pour les patients de manière confortable.

- Facile et rapide
- Moins intrusif pour le patient que les mesures de température dans la bouche, l'aisselle ou le rectum.
- Pas de contact avec les muqueuses

- Les valeurs sont faciles à lire pour les professionnels de la santé, même s'il s'agit d'un groupe de patients difficile.
- Touche de mémorisation pour l'affichage des résultats de mesure
- Embout de sonde préchauffé
- Grand écran LCD éclairé et facile à lire
- Avec la technologie ExacTemp

Pour plus d'informations : [cliquez ici](#) (en néerlandais)

Afbeeldingen

